

## Le prélèvement des écouvillons

Pas d'écouvillon long, avec chemise sanitaire, type MCE: simplicité pratique et moindre coût

**Écouvillon sec, coton, à tige plastique (souple)**

À réaliser **avant tout traitement antibiotique!**

**Nettoyage soigneux** de la zone vulvaire

Couper la tige de l'écouvillon afin de protéger le bouchon des lochies

la main gantée réalise une sorte d'« entonnoir » enserrant dans sa paume l'écouvillon pour le protéger de la flore vaginale

- Arrivé au col, imprégnation de cet écouvillon en le frottant contre le col, (pendant ~ 15 secondes en vérifiant qu'il y a du matériel récolté)

- Pour ensuite le remettre dans sa paume, le ressortir et le rentrer immédiatement dans l'étui du dispositif de prélèvement.



Remettre le bouchon en place

Stocker au froid positif à +4°C, 3 - 4 jours au maximum au cabinet

Acheminement au laboratoire sous régime du froid (J0, J+1, J+2), avec triple emballage

